

Guía para clonar tu voz con ElevenLabs

Programa de Impacto gratuito para pacientes y familias

Hola, soy Marcela, la mamá de Andy. Juntos queremos ayudar a otras personas y familias que necesitan encontrar una manera de comunicarse con su propia voz.

Mi mamá, Marisa, la abuela de Andy, tuvo ELA bulbar. A partir de lo que vivimos con ella surgió esta necesidad: queríamos que pudiera seguir expresándose con su propia voz.

Andy se puso a estudiar y a investigar cómo funcionaba la clonación de voz. En ese momento, para nosotros era algo completamente nuevo. Aprendió a usar estas herramientas y creó una aplicación sencilla para que su abuela pudiera usar su voz clonada en la vida cotidiana: ella escribía lo que quería decir y la aplicación lo reproducía con su voz. Así nació MarisApp.

Desde aquella primera versión seguimos trabajando juntos. Ahora estamos empezando a probar una versión más completa y fácil de usar, que también permite compartir por WhatsApp mensajes de audio con la voz clonada. Poder mandarle un audio a un hijo, a un amigo o a alguien querido y que escuche tu propia voz tiene un valor enorme para nosotros.

MarisApp es gratuita y, por ahora, está pensada para personas que pueden usar un teléfono, una tablet o un teclado. Queremos seguir mejorándola y compartir lo que aprendimos para ayudar a más familias.

No soy experta en nada de esto. Soy una hija que estaba desesperada por que su mamá pudiera hablar con su propia voz, y aprendí a la fuerza. **Esta guía reúne los pasos para solicitar el acceso gratuito de ElevenLabs y clonar la voz**, que despues puede usarse entobii, marisapp, y otras aplicaciones.

Si tienen preguntas o necesitan ayuda, escribannos. Andy y yo estamos a disposición para acompañarlos en lo que podamos.

Marcela y Andy

Antes de empezar

Tené preparados el CUD, si tenés, y un certificado o una receta médica que indique el diagnóstico. Guardalos como PDF o fotos legibles. La cuenta y la solicitud deben estar a nombre del paciente y con sus datos.

No contrates un plan pago. Si aparecen opciones con costo, elegí "Omitir" (Skip). Esperá la aceptación y la activación del Programa de Impacto gratuito antes de empezar a clonar, incluida la clonación instantánea.

1 Creá la cuenta y solicitá el Programa de Impacto

[Crear una cuenta en ElevenLabs](#)

Regístrate con el nombre y los datos del paciente. Usá un correo electrónico al que puedan acceder. Si te registrás con correo, ElevenLabs te enviará un mensaje para verificar la cuenta: abrílo y hacé clic en el enlace. Revisá spam si no lo encontrás.

Si te ofrecen varios planes pagos, apretá “Omitir” abajo. No elijas ninguna opción con costo: estás solicitando el Programa de Impacto gratuito.

Dentro de la cuenta, abrí el menú de tu perfil y elegí “Apply for Impact Program”. Completá la solicitud. Para ELA, elegí “Bridging Voice” cuando aparezca entre las opciones aplicables a tu solicitud.

Adjuntá el CUD, si tenés, y un certificado o una receta médica donde figure el diagnóstico, según lo que te soliciten. Los archivos pueden ser PDF o fotos legibles; deben verse el nombre del paciente y la información médica.

Para explicar tu situación en el correo de solicitud, podés copiar el modelo de carta que sigue en la próxima página. Completalo con tus datos y adjuntá los comprobantes que menciones. Si la solicitud se realiza mediante un formulario, seguí sus indicaciones.

Mirá este video, que explica cómo crear la cuenta y solicitar el programa:

[Video de creación de cuenta y solicitud del Programa de Impacto](#)

Cómo ver el video con subtítulos en español

Abrí el video en YouTube y activá los subtítulos con el botón “CC”. Después tocá la ruedita de Configuración y entrá en “Subtítulos”. Si aparece “Español”, seleccionalo.

Si solo aparece “Inglés”, activalo primero. Volvé a “Subtítulos”, elegí “Traducir automáticamente” y después “Español”. Las opciones pueden variar según el video y el dispositivo. Si no aparece la traducción en el teléfono, probá desde una computadora.

Podés seguir estos mismos pasos para los otros videos de la guía.

[Información del Programa de Impacto](#)

Carta modelo para acompañar la solicitud

Copíá este texto en tu correo, reemplazá los campos entre corchetes y mencioná solamente los documentos que adjuntes. La carta está escrita en primera persona, a nombre del paciente.

Subject: Request to Join the Impact Program - Voice Cloning for a Person Living with ALS

Dear ElevenLabs Impact Program Team,

My name is [FULL NAME], and I am writing to request inclusion in your Impact Program to access voice cloning free of charge.

I have been diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS), known as ELA in Spanish. I would like to use your technology to communicate in a voice that reflects my own identity and helps me stay connected with my family and the people around me.

[BRIEFLY DESCRIBE YOUR CURRENT SPEECH AND THE RECORDINGS YOU HAVE AVAILABLE.]

Please find attached the documents supporting my diagnosis: [LIST THE DOCUMENTS YOU ARE ATTACHING].

Having access to a voice that sounds like me would mean a great deal to me and to those closest to me. Thank you for your time and consideration.

Kind regards,
[FULL NAME]

Elegí una frase para explicar tu situación

Si ya perdiste la voz:

I am no longer able to speak, but I have recordings of my voice from before I lost my speech.

Si tu voz cambió:

My speech has changed, and I would like to recreate my voice using earlier recordings.

Si todavía podés grabar:

I can still speak and would like to record and preserve my current voice for future communication.

2 Reuní y guardá las grabaciones

Si ya perdiste la voz o cambió mucho, buscá audios anteriores de WhatsApp, grabaciones o videos donde se escuche tu voz. Reuní todo el material claro que tengas. Priorizá tu voz sin música, ruido fuerte ni otras personas hablando encima. La calidad importa más que sumar minutos poco claros.

Los videos también sirven como fuente: guardalos como archivos y luego extraé el audio para subirlo. Guardá también los audios de WhatsApp como archivos en el teléfono o la computadora, en una carpeta fácil de encontrar.

[Video de Andy para guardar audios de WhatsApp como archivos](#)

Si todavía podés hablar con claridad, una vez aprobado el acceso gratuito podés grabar tu voz actual directamente en el sistema, si aparece esa opción, o grabarla por separado y subir los archivos. La cantidad de audio necesaria depende del tipo de clonación y de las indicaciones del programa.

3 Esperá la aceptación del Programa de Impacto

Verificar la cuenta no es lo mismo que ser aceptado en el programa.

Esperá el correo de aceptación y seguí las instrucciones para que el beneficio gratuito quede activo. Recién entonces empezá a clonar. Mientras tanto, podés reunir tus grabaciones. Revisá también spam.

No elijas la clonación instantánea ni una opción que te pida pagar antes de la aprobación. Si después de ser aceptado todavía aparece un cobro, pedí ayuda para confirmar que el beneficio esté activo antes de avanzar.

4 Creá tu voz y completá la verificación

Con el beneficio activo, entrá a ElevenLabs y seguí el tutorial para cargar los audios y crear tu voz. Si ya no podés hablar o tu voz cambió mucho, pedí ayuda para realizar la verificación manual. En la próxima página tenés los documentos que debés preparar y una carta modelo en inglés.

[Video para clonar la voz](#)

Para ver este video en español, seguí las instrucciones de subtítulos del paso 1.

Si te trabás en algún paso, escribinos. Estamos para ayudarte.

Marcela y Andy

[Guía de clonación de ElevenLabs](#)

[Ayuda con la verificación manual](#)

Verificación manual si ya no podés hablar

Si perdiste la voz por la ELA y no podés grabar las frases que pide la verificación habitual, solicitá la verificación manual. Explicá que no podés completar la prueba hablada debido a tu enfermedad.

Para la verificación manual te vuelven a pedir documentación de respaldo. Adjuntá nuevamente los archivos que acreditan la ELA, aunque ya los hayas presentado al solicitar el Programa de Impacto.

Podés usar los mismos comprobantes: el CUD, si tenés, y el certificado o la receta médica con el diagnóstico. Incluí también el respaldo médico que indique que perdiste la voz o que ya no podés hablar. Si los documentos anteriores solo mencionan ELA y no explican la pérdida del habla, pedile a tu médico una constancia que lo aclare.

Subí los archivos en el formulario o adjuntalos en el correo que te indiquen para la verificación manual. Deben ser legibles y mostrar el nombre del paciente. Seguí cualquier indicación adicional que te envíe el equipo.

Carta modelo para pedir la verificación manual

Copió el texto, reemplazá los campos entre corchetes y dejá únicamente la información que corresponda a tu caso. Si ya te aprobaron el programa, cambiá “I have applied to” por “I have been accepted into”. Si no solicitaste el acceso a través de Bridging Voice, reemplazá ese nombre por la organización correspondiente.

Subject: Request for Manual Voice Verification - ALS / Impact Program

Dear ElevenLabs Support Team,

My name is [FULL NAME]. I have amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and I lost my ability to speak [TIME SINCE VOICE LOSS] because of this condition.

I have applied to the ElevenLabs Impact Program through Bridging Voice. As I can no longer speak, I am unable to record the spoken phrases required for the standard voice verification process. I am therefore requesting manual verification or an alternative way to verify my voice.

The idea of being able to communicate again in my own voice is deeply moving to me. It would mean so much to express myself and connect with my loved ones using a voice they recognize as mine.

I have attached supporting medical documentation confirming my ALS diagnosis and my inability to speak. I am submitting these documents again to support my request for manual verification.

Please let me know what additional information or steps are needed to complete the manual verification process. Thank you for your understanding and support.

Kind regards,
[FULL NAME]

Para completar el tiempo sin voz: por ejemplo, “seven years ago” significa “hace siete años”. Si no sabés el tiempo exacto, podés escribir “I am no longer able to speak because of this condition” en lugar de la frase sobre cuándo perdiste la voz.

5 Obtén el Voice ID y la API Key

Cuando el beneficio gratuito esté activo y tu voz esté lista y verificada, guardá estos dos datos para usarla después en una aplicación compatible con ElevenLabs.

Voice ID: es el código que identifica tu voz clonada. API Key: es una clave privada de tu cuenta que permite a una aplicación usar ElevenLabs con los permisos que le des.

Cómo copiar el Voice ID

1. Ingresá a la cuenta de ElevenLabs donde creaste la voz del paciente.
2. Entrá en “Voices” (Voces) y buscá tu voz en “My Voices” (Mis voces).
3. Junto a esa voz, abrí el menú de los tres puntos, “More actions”, y elegí “Copy voice ID”.
4. Pegá el código en una nota privada, identificado como “Voice ID”. Copialo completo, sin agregar espacios. Es un código de texto, no un archivo de audio.

[Ayuda oficial para encontrar el Voice ID](#)

Cómo crear y guardar la API Key

1. En la misma cuenta, entrá en “Developers” (Desarrolladores) y después en “API Keys”.
2. Elegí la opción de crear una clave, “Create Key” o “Create API Key”, y poné un nombre que reconozcas, por ejemplo “Aplicación de comunicación”.
3. Habilitá los permisos que requiera la aplicación. Para TD Talk o TD Snap, Tobii Dynavox indica: “Text to Speech”: Access; “Voices”: Read; “User”: Read. Dejá las demás opciones como están. En otras aplicaciones, seguí sus instrucciones.
4. Creá la clave y copiala completa en ese momento. Solo se muestra entera al crearla. Guardala en un gestor de contraseñas o una nota protegida.
5. Si no la guardaste y ya no podés verla, creá una nueva. El nombre de la clave o sus últimos cuatro caracteres no sirven para conectar la aplicación.

[Ayuda oficial sobre las API Keys](#)

La API Key funciona como una contraseña. No la incluyas en esta guía ni la compartas en grupos o capturas. Pegala únicamente en la configuración de una aplicación de confianza.

Cada aplicación tiene su propia configuración: algunas piden Voice ID y API Key; otras solo piden la API Key y después permiten elegir la voz de una lista. Estos datos deben corresponder a la cuenta que contiene tu voz. No reemplazan la aprobación del Programa de Impacto ni la verificación de la voz.

6 Usá tu voz en MarisApp

Una vez que tu voz esté lista y verificada, podés usarla en MarisApp. Dentro de la aplicación están las indicaciones para cargar los datos de ElevenLabs.

1. Tené a mano el Voice ID de tu voz clonada y la API Key de esa misma cuenta.
2. Abrí MarisApp y seguí las instrucciones que aparecen en la aplicación para ingresar esos datos.
3. Copiá y pegá cada dato en su campo correspondiente. Después probá una frase corta para comprobar que se escucha tu voz.

Si necesitás ayuda, podés preguntarnos. Estamos a disposición para acompañarte en este proceso.

También podés usarla en equipos Tobii Dynavox

TD Pilot es el equipo basado en iPad. La voz se configura dentro del programa que usás para comunicarte, por ejemplo TD Talk o TD Snap. En otros equipos Tobii Dynavox también depende del programa instalado: no hay una única configuración para todos los dispositivos.

Primero identificá qué aplicación usás: si es TD Talk, seguí la opción A de la página siguiente; si es TD Snap, seguí la opción B. Si usás Communicator 5 en Windows, consultá la última página.

Antes de conectar la voz

- Confirmá que el Programa de Impacto esté aprobado y activo, y que la voz ya esté disponible y verificada en tu cuenta.
- Actualizá TD Talk o TD Snap y conectá el equipo a Internet: estas voces se usan en línea y necesitan créditos disponibles en ElevenLabs.
- Para TD Talk y TD Snap, creá una API Key con estos permisos: Text to Speech → Access; Voices → Read; User → Read. Guardala de manera privada.
- En estas dos aplicaciones se pega la API Key y luego se elige la voz de una lista; no hace falta escribir el Voice ID.

[Guía oficial: permisos de la API Key para Tobii Dynavox](#)

No contrates otro plan de ElevenLabs para hacer estos pasos. Si tu beneficio gratuito todavía no está activo, esperá la confirmación. El Programa de Impacto no implica que el equipo o las aplicaciones de terceros sean gratuitos.

7 Conectá ElevenLabs con TD Talk o TD Snap

Opción A • TD Talk, incluido TD Pilot

1. Abrió el menú fuera de pantalla (Off-Screen Menu) y entró en Dashboard, identificado con tres puntos.
2. Abrió Settings (Configuración, engranaje). Usó la flecha derecha para ir a la segunda página y eligió Voice (Voz).
3. En Voice Banking Accounts, eligió Manage (Administrar). Buscó ElevenLabs y seleccionó Add (Agregar).
4. Pegó su API Key completa y eligió Save (Guardar). Volvió al menú de voz con Back.
5. En Installed, Online & Downloadable Voices, eligió Voices. Abrió la pestaña Online y activó la opción On.
6. Eligió su voz de ElevenLabs en la lista. Cerró con la X y probó una frase corta.

[Guía oficial ilustrada: conectar ElevenLabs con TD Talk](#)

Opción B • TD Snap, incluido TD Pilot

1. Abrió TD Snap y seleccionó Edit/Settings (Editar/Configuración), arriba a la derecha.
2. Eligió User (Usuario), abajo. Después entró en Voice → Speaking Voice (Voz para hablar).
3. Seleccionó Additional Voices (Voces adicionales), a la derecha, y Login junto a ElevenLabs.
4. Pegó la API Key y seleccionó Validate (Validar). Si se conecta correctamente, aparecerán los datos de la cuenta y los créditos disponibles.
5. Volvió a la selección de voces, eligió su voz clonada y probó una frase corta.

[Guía oficial ilustrada: conectar ElevenLabs con TD Snap](#)

Si tu voz no aparece o da un error

Revisá Internet, la cuenta, los créditos y los tres permisos de la API Key. Según la guía actual de Tobii Dynavox, la voz debe ser compatible con Multilingual v2. En ElevenLabs, entró en Voices → My Voices y revisó los modelos compatibles de su voz. Si no figura Multilingual v2, consultó a soporte de ElevenLabs.

[Ayuda oficial: compatibilidad de voces y errores de conexión](#)

8 Otros programas y videos de ayuda

Si tu Tobii usa Communicator 5 en Windows

Communicator 5 usa un procedimiento diferente. Bridging Voice ofrece una integración específica con ElevenLabs para Windows y una guía de instalación. Esta vía no corresponde a TD Pilot, que usa iPadOS.

1. Entrá al listado de aplicaciones compatibles de Bridging Voice y buscá Communicator 5.
2. Abrió el enlace de instalación indicado allí y seguí su guía específica para conectar ElevenLabs con Communicator 5. Tené a mano los datos de tu cuenta y tu voz.
3. Si necesitás ayuda para instalarlo en el equipo, consultá a quien te brinda soporte de Tobii Dynavox o a Bridging Voice. No uses los menús de TD Talk o TD Snap para este procedimiento.

[Bridging Voice: aplicaciones compatibles e instalación](#)

[Guía de integración: Communicator 5 + ElevenLabs](#)

Otras aplicaciones compatibles

La voz también puede usarse en otros programas compatibles. Bridging Voice incluye, entre otros, Speech Assistant AAC, Predictable, Grid y Mind Express. El modo de conexión depende de la aplicación, su versión y el sistema operativo. Consultá el listado anterior para encontrar la guía que corresponda a tu equipo.

Videos y recursos visuales

Los siguientes recursos oficiales ayudan a conocer los ajustes y el manejo del equipo. Son generales: no son tutoriales específicos de la conexión con ElevenLabs. Para esa conexión, seguí las guías ilustradas de la página anterior.

[Video oficial: cómo ajustar la configuración de TD Talk](#)

[TD Pilot: biblioteca de videos, configuración y soporte](#)

Si el reproductor ofrece subtítulos, activá CC y elegí el idioma disponible. La opción de traducción automática depende del reproductor; no todos los videos la incluyen.

Los nombres de los menús pueden variar según el idioma y la versión instalada. Instrucciones y enlaces consultados el 22 de septiembre de 2026.

Marcela y Andy • MarisApp

Aprendimos a partir de nuestra experiencia con Marisa y queremos que este camino sea más fácil para otras familias. No somos expertos; estamos a disposición para ayudar en lo que podamos.